


Chirurgisches Nahtmaterial

Surgical Sutures

SERAPID®

 POLYGLYKOLSÄURE
POLYGLYCOLIC ACID




ungefärbt / geflochten / beschichtet / resorbierbar
undyed / braided / coated / absorbable

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 5 - 7 Tagen
Abbauvorgang abgeschlossen nach ca. 42 Tagen

*Absorption profile: 50 % tensile strength after 5 - 7 days
Absorption process completed after approx. 42 days*

SERAFIT®

 POLYGLYKOLSÄURE
POLYGLYCOLIC ACID



violett / geflochten / beschichtet / resorbierbar
violet / braided / coated / absorbable















violett / geflochten / beschichtet / versteift / resorbierbar
violet / braided / coated / stiffened / absorbable



ungefärbt / geflochten / beschichtet / resorbierbar
undyed / braided / coated / absorbable

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach ca. 15 - 20 Tagen
Abbauvorgang abgeschlossen nach ca. 60 - 90 Tagen

*Absorption profile: 50 % tensile strength after approx. 15 - 20 days
Absorption process completed after approx. 60 - 90 days*

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge / Meter Length of suture / metre	Abgabemenge / Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DR-17		4/0	1,5	1 x 0,45	24	3015132A
DS-15		6/0	0,7	1 x 0,45	24	30071313
		5/0	1	1 x 0,45	24	30101313
		4/0	1,5	1 x 0,45	24	30151313
DS-18		5/0	1	1 x 0,45	24	30101314
		4/0	1,5	1 x 0,45	24	30151314
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	30153214
		3/0	2	1 x 0,45	24	30201314
		3/0	2	1 x 0,70	24	30203214
		2/0	3	1 x 0,45	24	30301314
DS-25		4/0	1,5	1 x 0,70	24	30153215
		3/0	2	1 x 0,45	24	30201315
		3/0	2	1 x 0,70	24	30203215
		2/0	3	1 x 0,45	24	30301315
		2/0	3	1 x 0,70	24	30303215
DS-30		2/0	3	1 x 0,70	24	30303216
		0	3,5	1 x 0,70	24	30353216
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,45	24	30071315
		6/0	0,7	1 x 0,70	24	30073215
DSS-13		5/0	1	1 x 0,45	24	3010131L
		5/0	1	1 x 0,70	24	3010321L
		4/0	1,5	1 x 0,45	24	3015131L
DSS-15		4/0	1,5	1 x 0,45	24	3015131T
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,45	24	3015131M
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	3015321M
		3/0	2	1 x 0,45	24	3020131M
		3/0	2	1 x 0,70	24	3020321M
DSS-24		4/0	1,5	1 x 0,70	24	3015321N
		3/0	2	1 x 0,70	24	3020321N
FRX-36		1	4	1 X 0,70	24	30403227
GS-12		4/0	1,5	1 x 0,45	24	30151333








SERAPID®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
GS-45		3/0	2	1 x 0,70	24	30203235
HR-12		6/0	0,7	1 x 0,45	24	30071338
		5/0	1	1 x 0,70	24	30103238
HR-15		5/0	1	1 x 0,70	24	30103239
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	30153239
HR-17		5/0	1	1 x 0,70	24	30103276
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	30153276
		3/0	2	1 x 0,70	24	30203276
HR-22		5/0	1	1 x 0,70	24	3010322C
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	3015322C
		3/0	2	1 x 0,70	24	3020322C
		2/0	3	1 x 0,70	24	3030322C
HR-26		3/0	2	1 x 0,70	24	30203241
		2/0	3	1 x 0,70	24	30303241
HR-36		2/0	3	1 x 0,90	24	30304443
		0	3,5	1 x 0,90	24	30354443
HRT-35		2/0	3	1 x 0,90	24	30304458
		1	4	1 x 0,90	24	30404458
HRT-40		2/0	3	1 x 0,90	24	30304459
HRT-45		1	4	1 x 0,90	24	30404460
HRX-27		0	3,5	1 x 0,90	24	30354447
HRX-36		2/0	3	1 x 0,90	24	30304448
		0	3,5	1 x 0,90	24	30354448
		1	4	1 x 0,90	24	30404448

SERAPID®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRX-40		2/0	3	1 x 0,90	24	30304449
		0	3,5	1 x 0,90	24	30354449
		1	4	1 x 0,90	24	30404449
HRX-48		2/0	3	1 x 0,90	24	30304450
		0	3,5	1 x 0,90	24	30354450
		1	4	1 x 0,90	24	30404450
HS-15		4/0	1,5	1 x 0,45	24	30151361
HS-18		4/0	1,5	1 x 0,45	24	3015131K
HS-20		4/0	1,5	1 x 0,45	24	30151362
		3/0	2	1 x 0,45	24	30201362
HS-36		0	3,5	1 x 0,90	24	30354465
KS-22		3/0	2	1 x 0,45	24	30201374
		4/0	1,5	3 x 0,45	24	3N151200
		4/0	1,5	6 x 0,45	24	3N151500
		3/0	2	3 x 0,45	24	3N201200
		3/0	2	6 x 0,45	24	3N201500
		2/0	3	3 x 0,45	24	3N301200
		2/0	3	6 x 0,45	24	3N301500
		2/0	3	2 x 0,70	12	3N307200
		0	3,5	6 x 0,45	24	3N351500
		0	3,5	2 x 0,70	12	3N357200

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

SERAPID®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS














SERAPID®

FÄDEN OHNE NADEL
SUTURE THREADS WITHOUT NEEDLE

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
ARX-35	1	4	1 x 0,70	24	6040322S	
DR-9	6/0	0,7	1 x 0,45	24		50071391
DR-17 +DR-17	5/0	1	1 x 0,70	24	6P10322A	
DRN-30	0	3,5	1 x 1,50	24	6035512Q	
DRT-17	4/0	1,5	1 x 0,70	24	60153210	
DS-12	5/0 4/0 3/0	1 1,5 2	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45	24 24 24		50101312 50153212 60201312
DS-15	6/0 5/0 5/0 4/0 4/0	0,7 1 1 1,5 1,5	1 x 0,45 1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45 1 x 0,70	24 24 24 24 24		50071313 50101313 60103213 50151313 50153213
DS-18	5/0 5/0 4/0 4/0 3/0 3/0 2/0	1 1 1,5 1,5 2 2 3	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24 24 24 24 24		50101314 50103214 50151314 50153214 50201314 50203214 50303214
DS-25	4/0 3/0 2/0 2/0 0	1,5 2 3 3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,90 1 x 0,90	24 24 24 24 24		50153215 50203215 60203215 60303215 60304415 60354415 50303215
DS-30	3/0 2/0 2/0 0	2 3 3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,90 1 x 0,70	24 24 24 24		60203216 60303216 50304416 60353216 50353216
DS-35	2/0 0	3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24		60303217 60353217













SERAFIT®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DSL-6		8/0	0,4	1 x 0,30	24	60040595	
		7/0	0,5	1 x 0,30	24	60050595	
DSL-6 +DSL-6		8/0	0,4	1 x 0,30	24	6P040595	
		7/0	0,5	1 x 0,30	24	6P050595	
DSS-10		7/0	0,5	1 x 0,45	24	6005131S	
		6/0	0,7	1 x 0,50	24		5007171S
DSS-13		6/0	0,7	1 x 0,45	24	6007131L	5007131L
		6/0	0,7	1 x 0,70	24	6007321L	
		5/0	1	1 x 0,45	24	6010131L	5010131L
		4/0	1,5	1 x 0,45	24	6015131L	5015131L
DSS-13 +DSS-13		5/0	1	1 x 0,45	24		5P10131L
DSS-13		4/0	1,5	6 x 0,45	12		5H15151L
	Abziehnadel - Detachable needle						
DSS-15		5/0	1	1 x 0,45	24		5010131T
		4/0	1,5	1 x 0,45	24	6015131T	
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,45	24	6015131M	5015131M
		4/0	1,5	1 x 0,70	24		5015321M
		3/0	2	1 x 0,45	24	6020131M	5020131M
		3/0	2	1 x 0,70	24		5020321M
		2/0	3	1 x 0,45	24		5030131M
DSS-24		3/0	2	1 x 0,45	24		5020131N
		2/0	3	1 x 0,45	24	6030131N	5030131N
FR-10		4/0	1,5	1 x 0,45	24	6015132T	
FRX-27		2/0	3	1 x 0,70	24	60303226	
		0	3,5	1 x 0,70	24	60353226	
		1	4	1 x 0,70	24	60403226	
FRX-27 +FRX-27		0	3,5	1 x 0,90	24	6P354426	
FRX-36		0	3,5	1 x 0,70	24	60353227	
		1	4	1 x 0,70	24	60403227	

SERAFIT®










NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
GR-20		5/0	1	1 x 0,45	24	60101329	
		2/0	3	1 x 1,10	12	60305329	
GS-12		4/0	1,5	1 x 0,45	24		50151333
GS-20		4/0	1,5	1 x 0,45	24		50151387
GS-25		3/0	2	1 x 0,70	24		50203234
HR-10		6/0	0,7	1 x 0,45	24	60071337	
		6/0	0,7	1 x 0,70	24	60073237	
HR-12		6/0	0,7	1 x 0,45	24		50071338
		5/0	1	1 x 0,45	24	60101338	
		5/0	1	1 x 0,70	24	60103238	50103238
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	60153238	50153238
HR-12		5/0	1	8 x 0,45	12		5H107038
		4/0	1,5	8 x 0,45	12	6H157038	
		4/0	1,5	4 x 0,45	12	6H151438	
	<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>						
HR-17		5/0	1	1 x 0,70	24	60103276	50103276
		5/0	1	1 x 0,90	24	60104476	
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	60153276	50153276
		3/0	2	1 x 0,70	24	60203276	50203276
		2/0	3	1 x 0,70	24	60303276	50303276
HR-17		4/0	1,5	4 x 0,45	12	6H151476	
		4/0	1,5	8 x 0,45	12	6H157076	
		3/0	2	4 x 0,45	12	6H201476	
	<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>						
HR-20		3/0	2	1 x 0,70	24	60203240	
HR-20		3/0	2	4 x 0,45	12	6H201440	
	<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>						
HR-22		4/0	1,5	1 x 0,70	24	6015322C	5015322C
		3/0	2	1 x 0,70	24	6020322C	5020322C
		2/0	3	1 x 0,45	24		5030132C
		2/0	3	1 x 0,70	24	6030322C	
		0	3,5	1 x 0,70	24	6035322C	

SERAFIT®









NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HR-22		3/0	2	4 x 0,45	12	6H20142C	
		3/0	2	8 x 0,45	12	6H20702C	
		2/0	3	4 x 0,45	12	6H30142C	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HR-26		4/0	1,5	1 x 0,70	24	60153241	
		3/0	2	1 x 0,70	24	60203241	50203241
		3/0	2	1 x 0,90	24	60204441	
		2/0	3	1 x 0,70	24	60303241	50303241
		2/0	3	1 x 0,90	24	60304441	50304441
		2/0	3	1 x 1,20	24	60304841	
		0	3,5	1 x 0,70	24	60353241	50353241
		0	3,5	1 x 0,90	24	60354441	
		1	4	1 x 0,70	24	60403241	
HR-26		4/0	1,5	8 x 0,45	12		5H157041
		3/0	2	4 x 0,45	12	6H201441	
		3/0	2	8 x 0,45	12	6H207041	
		3/0	2	4 x 0,70	12	6H204141	
		2/0	3	4 x 0,45	12	6H301441	
		2/0	3	6 x 0,45	12		5H301541
		2/0	3	4 x 0,70	12	6H304141	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HR-30		3/0	2	1 x 0,70	24	60203242	
		2/0	3	1 x 0,70	24	60303242	
		0	3,5	1 x 0,70	24	60353242	
HR-30		0	3,5	4 x 0,70	12	6H354142	
		<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>					
HR-36		3/0	2	1 x 0,70	24	60203243	
		2/0	3	1 x 0,70	24	60303243	50303243
		2/0	3	1 x 0,90	24	60304443	
		0	3,5	1 x 0,70	24	60353243	
		0	3,5	1 x 0,90	24	60354443	
		1	4	1 x 0,70	24	60403243	
		2	5	1 x 0,70	24	60503243	
		2	5	1 x 0,90	24	60504443	
HR-36		2/0	3	4 x 0,45	12	6H301443	
		<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>					
HR-40		0	3,5	1 x 0,90	24	60354444	
		1	4	1 x 0,90	24	60404444	
		2	5	1 x 0,90	24	60504444	

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HR-48		0	3,5	1 x 0,90	24	6035446C	
		1	4	1 x 0,90	24	6040446C	
		2	5	1 x 0,90	24	6050446C	
HRN-60		2	5	1 x 0,60	24	60502855	
HRT-17		5/0	1	1 x 0,70	24	60103256	
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	60153256	50153256
		3/0	2	1 x 0,70	24	60203256	50203256
HRT-20		3/0	2	1 x 0,70	24	6020321E	
HRT-26		3/0	2	1 x 0,70	24	60203257	
		2/0	3	1 x 0,70	24	60303257	
		2/0	3	1 x 0,90	24	60304457	
		0	3,5	1 x 0,70	24	60353257	
HRT-35		3/0	2	1 x 0,90	24	60204458	
		2/0	3	1 x 0,90	24	60304458	
		0	3,5	1 x 0,90	24	60354458	
		1	4	1 x 0,90	24	60404458	
HRT-48		6	8	1 x 0,70	24	6080322D	
HRX-22		2/0	3	1 x 0,70	24	60303246	
		1	4	1 x 0,70	24	60403246	
HRX-27		2/0	3	1 x 0,70	24	60303247	
		2/0	3	1 x 0,90	24	60304447	
		0	3,5	1 x 0,70	24	60353247	50353247
		0	3,5	1 x 0,90	24	60354447	
		1	4	1 x 0,70	24	60403247	
		1	4	4 x 0,70	12	60404147	
		1	4	1 x 0,90	24	60404447	
		2	5	1 x 0,70	24	60503247	
		2	5	1 x 0,90	24	60504447	

SERAFIT®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRX-27 		0	3,5	4 x 0,70	12	6H354147	
		1	4	4 x 0,45	12	6H401447	
		1	4	4 x 0,70	12	6H404147	
		1	4	8 x 0,70	12	6H409847	
		2	5	4 x 0,45	12	6H501447	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-36 		2/0	3	1 x 0,70	24	60303248	
		2/0	3	1 x 0,90	24	60304448	
		0	3,5	1 x 0,70	24	60353248	
		0	3,5	1 x 0,90	24	60354448	50354448
		1	4	1 x 0,70	24	60403248	
		1	4	4 x 0,70	12	60404148	
		1	4	1 x 0,90	24	60404448	
		2	5	1 x 0,90	24	60504448	
HRX-36 		0	3,5	4 x 0,45	12	6H351448	
		1	4	4 x 0,45	12	6H401448	
		1	4	4 x 0,70	12	6H404148	
		2	5	4 x 0,45	12	6H501448	
		2	5	8 x 0,45	12	6H507048	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-40 		0	3,5	1 x 0,70	24	60353249	
		0	3,5	1 x 0,90	24	60354449	
		1	4	1 x 0,70	24	60403249	
		1	4	1 x 0,90	24	60404449	
		2	5	1 x 0,90	24	60504449	
HRX-40 		1	4	8 x 0,45	12	6H407049	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-40 		1	4	1 x 0,90	12	6I404449	
		1	4	1 x 1,35	12	6I407649	
		1	4	1 x 1,50	12	6I405149	
<i>Schlingennaht - Loop suture</i>							
HRX-48 		1	4	1 x 0,70	24	60403250	
		1	4	1 x 0,90	24	60404450	
		2	5	1 x 0,90	24	60504450	
		3+4	6	1 x 0,90	24	60604450	
		6	8	1 x 1,50	24	60805150	
HRX-48 		2	5	4 x 0,70	12	6H504150	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke EP
Size EP

Fadenlänge/Meter
Length of suture /metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer violett
Code number violet

Bestell-Nummer ungefärbt
Code number undyed

HRX-48



Schlingennaht - Loop suture

1


4

1 x 1,35

12

61407650

HRX-75



0

3,5

1 x 0,90

24

60354451

1

4

1 x 0,70

24

60403251

2

5

1 x 1,20

12

60504851

HS-15



5/0

1

1 x 0,70

24

60103261

4/0

1,5

1 x 0,70

24

60153261

HS-18



4/0

1,5

1 x 0,45

24

6015131K

3/0

2

1 x 0,45

24

6020131K

HS-20



3/0

2

1 x 0,50

24

50201762

2/0

3

1 x 0,70

24

60303262

HS-25



3/0

2

1 x 0,70

24

60203263

2/0

3

1 x 0,70

24

60303263

0

3,5

1 x 0,70

24

60353263

HS-30



2/0

3

1 x 0,70

24

60303264

HS-36



3/0

2

1 x 0,70

24

60203265

2/0

3

1 x 0,70

24

60303265

0

3,5

1 x 0,70

24

60353265

0

3,5

1 x 0,90

24

60354465

1

4

1 x 0,70

24

60403265

1

4

1 x 0,90

24

60404465

2

5

1 x 0,90

24

60504465

HS-40



1

4

1 x 0,70

24

60403266

1

4

1 x 0,90

24

60404466

50404466

2

5

1 x 0,90

24

60504466

HS-48



0

3,5

1 x 0,90

24

6035441Y

2

5



1 x 0,90

24

6050441Y

SERAFIT®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
VSP-8		6/0	0,7	1 x 0,50	24		50071799
VSP-8 +VSP-8		6/0	0,7	1 x 0,45	24	6P071399	5P071399

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
5/0	1	3 x 0,45	24	6N101200	
4/0	1,5	3 x 0,45	24	6N151200	5N151200
4/0	1,5	6 x 0,45	24	6N151500	5N151500
4/0	1,5	2 x 0,70	12	6N157200	
4/0	1,5	5 x 0,70	12	6N157500	
3/0	2	3 x 0,45	24	6N201200	5N201200
3/0	2	6 x 0,45	24	6N201500	5N201500
3/0	2	12 x 0,45	24	6N207400	
3/0	2	2 x 0,70	12	6N207200	
3/0	2	5 x 0,70	12	6N207500	
3/0	2	1 x 2,50	12	6N205700	
2/0	3	3 x 0,45	24	6N301200	5N301200
2/0	3	6 x 0,45	24	6N301500	5N301500
2/0	3	12 x 0,45	24	6N307400	
2/0	3	2 x 0,70	12	6N307200	
2/0	3	5 x 0,70	12	6N307500	
2/0	3	1 x 1,50	12	6N305100	
2/0	3	1 x 2,50	12	6N305700	
0	3,5	3 x 0,45	24	6N351200	5N351200
0	3,5	6 x 0,45	24	6N351500	5N351500
0	3,5	12 x 0,45	24	6N357400	
0	3,5	2 x 0,70	12	6N357200	
0	3,5	5 x 0,70	12	6N357500	
0	3,5	2 x 0,90	12	6N354300	
0	3,5	1 x 1,50	12	6N355100	
0	3,5	1 x 2,50	12	6N355700	
1	4	3 x 0,45	24	6N401200	
1	4	6 x 0,45	24	6N401500	5N401500
1	4	12 x 0,45	24	6N407400	
1	4	2 x 0,70	12	6N407200	
1	4	5 x 0,70	12	6N407500	
1	4	1 x 1,50	12	6N405100	
1	4	1 x 2,50	12	6N405700	
2	5	3 x 0,45	24	6N501200	
2	5	6 x 0,45	24	6N501500	
2	5	12 x 0,45	24	6N507400	
2	5	2 x 0,70	12	6N507200	
2	5	5 x 0,70	12	6N507500	
2	5	1 x 1,50	12	6N505100	
2	5	1 x 2,50	12	6N505700	
5	7	3 x 1,00	12	6N709E00	

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

SERAFIT®

FÄDEN OHNE NADEL
SUTURE THREADS WITHOUT NEEDLE

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke EP
Size EP


Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer violett
Code number violet

Bestell-Nummer
violett versteift
Code number
violet stiffened

SERAG-BINDER Ligaturschlinge mit Fadenführungsrohr
SERAG-BINDER with suture guiding tube




2/0	3	1 x 0,50	12	7Z301700
0	3,5	1 x 0,50	12	7Z351700
1	4	1 x 0,50	12	7Z401700

ENDO-SCHLINGE Semm's Sicherheitsbinder mit 5 cm langem Fadenende und Fadenführungsrohr
ENDO-LOOP Semm's security binder with suture guiding tube



2/0	3	1 x 0,50	12	7Z306700
0	3,5	1 x 0,50	12	7Z356700
1	4	1 x 0,50	12	7Z406700

C*I*S*H*-ENDO-SCHLINGE Semm's Sicherheitsbinder mit 5 cm langem Fadenende und Fadenführungsrohr
C*I*S*H*-ENDO-LOOP Semm's security binder with suture guiding tube



0	3,5	1 x 0,70	12	7Z353200
1	4	1 x 0,70	12	7Z403200

SCHLINGE FÜR TIEFENUNTERBINDER-INSTRUMENT
ENT-LOOP

0	3,5	1 x 0,60	12	7Y352800
1	4	1 x 0,60	12	6Y402800 7Y402800

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke EP
Size EP

Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer violett
Code number violet

Bestell-Nummer
violett versteift
Code number
violet stiffened

ENDO-NAHT mit Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung
ENDO-SUTURES with suture guiding tube for extracorporal knotting




LR-25		2/0	3	1 x 1,10	12	6Z3053A4
-------	--	-----	---	----------	----	----------

ENDO-NAHT ohne Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung
ENDO-SUTURES without suture guiding tube for extracorporal knotting

GR-20		2/0	3	1 x 1,10	12	6O305329
-------	--	-----	---	----------	----	----------

ENDO-NAHT mit Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung
ENDO-SUTURES with suture guiding tube for extracorporal knotting



GR-20		2/0	3	1 x 1,10	12	6Z305329
-------	--	-----	---	----------	----	----------

GS-25		1	4	1 x 1,10	12	6Z405334
-------	--	---	---	----------	----	----------

GS-35		1	4	1 x 0,80	12	6Z4042A8
		1	4	1 x 1,10	12	6Z4053A8

ENDO-NAHT für intrakorporale Knotung
ENDO-SUTURES for intracorporal knotting


HRX-27		2/0	3	1 x 0,20	12	7O300347
		0	3,5	1 x 0,20	12	7O350347


HRX-36		0	3,5	1 x 0,20	12	7O350348
--------	--	---	-----	----------	----	----------

LR-25		2/0	3	1 x 0,20	12	7O3003A4
-------	--	-----	---	----------	----	----------





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de