

SERALON® - SUPRAMID - NYLON

Chirurgisches Nahtmaterial
Surgical Sutures

SERALON®



POLYAMID
POLYAMIDE



blau / monofil / nicht resorbierbar
blue / monofilament / non-absorbable



ungefärbt / monofil / nicht resorbierbar
undyed / monofilament / non-absorbable

SUPRAMID



POLYAMID
POLYAMIDE




schwarz / multifil / nicht resorbierbar
black / multifilament / non-absorbable



ungefärbt / multifil / nicht resorbierbar
undyed / multifilament / non-absorbable

ab Fadenstärke 5/0 und feiner:
suture size 5/0 and thinner:



NYLON



POLYAMID
POLYAMIDE



schwarz / monofil / nicht resorbierbar
black / monofilament / non-absorbable

150
JAHRE
1866 - 2016



SERAG
WIESSNER

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer blau Code number blue	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DR-9	7/0	0,5	1 x 0,75	24	VO053491	
	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO073491	
DR-12	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO073477	
DR-12 + DR-12	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VP073477	
DR-15	5/0	1	1 x 0,75	24	VO103403	
DR-20	3/0	2	1 x 0,75	24	VO203404	
DRT-17	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153410	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO203410	
DS-10	7/0	0,5	1 x 0,50	24	VO051711	
	6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO071711	
	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO073411	
	5/0	1	1 x 0,50	24	VO101711	
	5/0	1	1 x 0,75	24	VO103411	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151711	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153411	
DS-12	6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO071712	
	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO073412	
	5/0	1	1 x 0,50	24	VO101712	RO101712
	5/0	1	1 x 0,75	24	VO103412	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151712	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153412	
	3/0	2	1 x 0,50	24	VO201712	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO203412	
DS-15	6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO071713	
	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO073413	
	5/0	1	1 x 0,35	24	VO100613	
	5/0	1	1 x 0,50	24	VO101713	
	5/0	1	1 x 0,75	24	VO103413	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151713	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153413	
	3/0	2	1 x 0,50	24	VO201713	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO203413	RO203413
	2/0	3	1 x 0,50	24	VO301713	
	2/0	3	1 x 0,75	24	VO303413	

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke metric
Size metric

Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer blau
Code number blue

Bestell-Nummer ungefärbt
Code number undyed

DS-18



6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO071714	
6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO073414	
5/0	1	1 x 0,35	24	VO100614	
5/0	1	1 x 0,50	24	VO101714	
5/0	1	1 x 0,75	24	VO103414	
4/0	1,5	1 x 0,35	24	VO150614	
4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151714	RO151714
4/0	1,5	4 x 0,50	12	VO152014	
4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153414	
3/0	2	1 x 0,35	24	VO200614	
3/0	2	1 x 0,50	24	VO201714	RO201714
3/0	2	1 x 0,75	24	VO203414	RO203414
	2,5	1 x 0,75	24	VO253414	
2/0	3	1 x 0,50	24	VO301714	
2/0	3	1 x 0,75	24	VO303414	RO303414
0	3,5	1 x 0,50	24	VO351714	
0	3,5	1 x 0,75	24	VO353414	

DS-21



4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151797	
4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153497	
3/0	2	1 x 0,50	24	VO201797	
3/0	2	1 x 0,75	24	VO203497	
2/0	3	1 x 0,50	24	VO301797	
2/0	3	1 x 0,75	24	VO303497	

DS-25



5/0	1	1 x 0,50	24	VO101715	
5/0	1	1 x 0,75	24	VO103415	
4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151715	
4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153415	
3/0	2	1 x 0,50	24	VO201715	
3/0	2	1 x 0,75	24	VO203415	
3/0	2	1 x 0,90	24	VO204415	
	2,5	1 x 0,50	24	VO251715	
	2,5	1 x 0,75	24	VO253415	
2/0	3	1 x 0,50	24	VO301715	
2/0	3	1 x 0,75	24	VO303415	
2/0	3	1 x 0,90	24	VO304415	
0	3,5	1 x 0,50	24	VO351715	
0	3,5	1 x 0,75	24	VO353415	
1	4	1 x 0,50	24	VO401715	
1	4	1 x 0,75	24	VO403415	

DS-30



4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151716	
4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153416	
3/0	2	1 x 0,50	24	VO201716	
3/0	2	1 x 0,75	24	VO203416	
	2,5	1 x 0,75	24	VO253416	
2/0	3	1 x 0,50	24	VO301716	
2/0	3	1 x 0,75	24	VO303416	
0	3,5	1 x 0,50	24	VO351716	
0	3,5	1 x 0,75	24	VO353416	
0	3,5	1 x 0,90	24	VO354416	

SERALON®














NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS











Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture / metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer blau Code number blue	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DS-35	3/0	2	1 x 0,50	24	VO201717	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO203417	
		2,5	1 x 0,50	24	VO251717	
	2/0	3	1 x 0,50	24	VO301717	
	2/0	3	1 x 0,75	24	VO303417	
	0	3,5	1 x 0,50	24	VO351717	
	0	3,5	1 x 0,75	24	VO353417	
	1	4	1 x 0,50	24	VO401717	
	1	4	1 x 0,75	24	VO403417	
DS-40	2/0	3	1 x 0,75	24	VO30341R	
DS-45	2/0	3	1 x 0,75	24	VO303418	
	0	3,5	1 x 0,75	24	VO353418	
	1	4	1 x 0,50	24	VO401718	
	1	4	1 x 0,75	24	VO403418	
	2	5	1 x 0,75	24	VO503418	
DS-60	0	3,5	1 x 0,90	24	VO354484	
DSS-8	7/0	0,5	1 x 0,50	24	VO05171Z	
	6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO07171Z	
DSS-10	7/0	0,5	1 x 0,50	24	VO05171S	
	6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO07171S	
	5/0	1	1 x 0,35	24	VO10061S	
	5/0	1	1 x 0,50	24	VO10171S	RO10171S
DSS-13	7/0	0,5	1 x 0,50	24	VO05171L	
	6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO07171L	
	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO07341L	
	5/0	1	1 x 0,50	24	VO10171L	RO10171L
	5/0	1	1 x 0,75	24	VO10341L	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO15171L	RO15171L
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO15341L	
	3/0	2	1 x 0,50	24	VO20171L	
DSS-15	6/0	0,7	1 x 0,50	24	VO07171T	
	6/0	0,7	1 x 0,75	24	VO07341T	
	5/0	1	1 x 0,35	24	VO10061T	
	5/0	1	1 x 0,50	24	VO10171T	
	5/0	1	1 x 0,75	24	VO10341T	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO15171T	RO15171T
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO15341T	
	3/0	2	1 x 0,50	24	VO20171T	RO20171T
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO20341T	

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer blau Code number blue	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DSS-18	5/0	1	1 x 0,50	24	VO10171M	RO15171M
	5/0	1	1 x 0,75	24	VO10341M	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO15171M	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO15341M	
	3/0	2	1 x 0,50	24	VO20171M	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO20341M	
	2/0	3	1 x 0,50	24	VO30171M	
	2/0	3	1 x 0,75	24	VO30341M	
DSS-21	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO15172N	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO15342N	
	3/0	2	1 x 0,50	24	VO20172N	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO20342N	
DSS-24	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO15171N	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO15341N	
	3/0	2	1 x 0,50	24	VO20171N	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO20341N	
		2,5	1 x 0,50	24	VO25171N	
	2/0	3	1 x 0,50	24	VO30171N	
	2/0	3	1 x 0,75	24	VO30341N	
	0	3,5	1 x 0,50	24	VO35171N	
0	3,5	1 x 0,75	24	VO35341N		
DSS-30	3/0	2	1 x 0,50	24	VO20171P	
	3/0	2	1 x 0,75	24	VO20341P	
	2/0	3	1 x 0,50	24	VO30171P	
	2/0	3	1 x 0,75	24	VO30341P	
	0	3,5	1 x 0,50	24	VO35171P	
	0	3,5	1 x 0,75	24	VO35341P	
DSS-40	2/0	3	1 x 0,50	24	VO30171Q	
	2/0	3	1 x 0,75	24	VO30341Q	
DSX-40	0	3,5	1 x 0,75	24	VO353419	
GR-20	4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151729	
GR-20 +GR-20	4/0	1,5	1 x 0,20	24		RP150329
GR-65 +GR-65	2/0	3	1 x 0,90	24	VP30443G	

SERALON®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer blau Code number blue	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
GS-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151787	
GS-25		3/0	2	1 x 0,75	24	VO203434	
GS-35		2/0	3	1 x 0,50	24	VO3017A8	
GS-45		3/0	2	1 x 0,50	24	VO201735	
		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303435	
GS-60		3/0	2	1 x 0,50	24	VO201736	
		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303436	
		2/0	3	1 x 1,00	24	VO304636	
HR-12		5/0	1	1 x 0,50	24	VO101738	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151738	
HR-15		5/0	1	1 x 0,75	24	VO103439	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151739	
HR-17		4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153476	
		3/0	2	1 x 0,75	24	VO203476	
		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303476	
HR-20		3/0	2	1 x 0,75	24	VO203440	
HR-26		3/0	2	1 x 0,75	24	VO203441	
		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303441	
		0	3,5	1 x 0,90	24	VO354441	
HR-30		0	3,5	1 x 0,90	24	VO354442	
HR-36		0	3,5	1 x 0,75	24	VO353443	
		1	4	1 x 0,90	24	VO404443	

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer blau Code number blue	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRT-17		5/0	1	1 x 0,50	24	VO101756	
		5/0	1	1 x 0,75	24	VO103456	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151756	
		3/0	2	1 x 0,50	24	VO201756	
HRT-26		3/0	2	1 x 0,50	24	VO201757	
HRX-27		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303447	
		0	3,5	1 x 0,75	24	VO353447	
		0	3,5	1 x 0,90	24	VO354447	
		1	4	1 x 0,75	24	VO403447	
		2	5	1 x 0,75	24	VO503447	
HRX-36		1	4	1 x 0,90	24	VO404448	
HRX-75		2	5	1 x 1,50	24	VO505151	
HS-15		5/0	1	1 x 0,50	24	VO101761	
		5/0	1	1 x 0,75	24	VO103461	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151761	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153461	
HS-20		5/0	1	1 x 0,50	24	VO101762	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	VO151762	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153462	
		3/0	2	1 x 0,50	24	VO201762	
		3/0	2	1 x 0,75	24	VO203462	
HS-25		4/0	1,5	1 x 0,75	24	VO153463	
		3/0	2	1 x 0,50	24	VO201763	
		3/0	2	1 x 0,75	24	VO203463	
		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303463	
HS-30		3/0	2	1 x 0,75	24	VO203464	
		2/0	3	1 x 0,50	24	VO301764	
		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303464	
		0	3,5	1 x 0,75	24	VO353464	
		1	4	1 x 0,75	24	VO403464	
HS-36		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303465	
		0	3,5	1 x 0,75	24	VO353465	

SERALON®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer blau Code number blue
HS-40		2/0	3	1 x 0,75	24	VO303466
		0	3,5	1 x 0,75	24	VO353466

KS-22		3/0	2	1 x 0,50	24	VO201774
-------	--	-----	---	----------	----	----------

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

INTRACUTANNÄHTE · INTRACUTANEOUS SUTURES

incutifix®

incutifix®

DS-15		4/0	1,5	1 x 0,50	12	VW151713
		3/0	2	1 x 0,50	12	VW201713

DS-18		4/0	1,5	1 x 0,50	12	VW151714
		3/0	2	1 x 0,50	12	VW201714

DS-25		3/0	2	1 x 0,50	12	VW201715
		3/0	2	1 x 0,75	12	VW203415
		2/0	3	1 x 0,50	12	VW301715
		2/0	3	1 x 0,75	12	VW303415

GS-45		2/0	3	1 x 0,50	12	VW301735
-------	--	-----	---	----------	----	----------

DSS-15		4/0	1,5	1 x 0,50	12	VW15171T
--------	--	-----	-----	----------	----	----------

DSS-18		3/0	2	1 x 0,50	12	VW20171M
--------	--	-----	---	----------	----	----------

DSS-24		3/0	2	1 x 0,50	12	VW20171N
--------	--	-----	---	----------	----	----------

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer blau Code number blue
5/0	1	3 x 0,50	24	VN101900
4/0	1,5	3 x 0,50	24	VN151900
4/0	1,5	10 x 0,50	24	VN152300
3/0	2	3 x 0,50	24	VN201900
3/0	2	5 x 0,50	24	VN202100
3/0	2	10 x 0,50	24	VN202300
2/0	3	3 x 0,50	24	VN301900
2/0	3	5 x 0,50	12	VN302100
1	4	2 x 0,75	24	VN403500
2	5	5 x 0,50	12	VN502100

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

GROSSPACKUNGEN · CASSETTES

5/0	1	1 x 100	1	VD108000
4/0	1,5	1 x 100	1	VD158000
3/0	2	1 x 100	1	VD208000
2/0	3	1 x 100	1	VD308000
0	3,5	1 x 100	1	VD358000
1	4	1 x 100	1	VD408000

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!













SERALON®

FÄDEN OHNE NADEL
SUTURE THREADS WITHOUT NEEDLE

SUPRAMID

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DS-12	5/0	1	1 x 0,50	24	TO101712	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151712	
DS-15	6/0	0,7	1 x 0,50	24	TO071713	
	5/0	1	1 x 0,50	24	TO101713	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151713	SO151713
	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201713	
DS-18	5/0	1	1 x 0,50	24	TO101714	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151714	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	TO153414	
	3/0	2	1 x 0,35	24	TO200614	
	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201714	SO201714
	3/0	2	1 x 0,75	24	TO203414	
	2/0	3	1 x 0,50	24	TO301714	SO301714
DS-25	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151715	
	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201715	
	3/0	2	1 x 0,75	24	TO203415	
	2/0	3	1 x 0,50	24	TO301715	
	2/0	3	1 x 0,75	24	TO303415	SO303415
	0	3,5	1 x 0,50	24	TO351715	
	0	3,5	1 x 0,75	24	TO353415	SO353415
	1	4	1 x 0,50	24	TO401715	
	1	4	1 x 0,75	24	TO403415	SO403415
DS-30	3/0	2	1 x 0,75	24	TO203416	
	2/0	3	1 x 0,50	24	TO301716	
	2/0	3	1 x 0,75	24	TO303416	
	0	3,5	1 x 0,50	24	TO351716	
	0	3,5	4 x 0,50	12	TO352016	
	0	3,5	1 x 0,75	24	TO353416	
DS-35	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201717	
	2/0	3	1 x 0,75	24	TO303417	
	2/0	3	1 x 1,00	24	TO304617	
	0	3,5	1 x 0,50	24	TO351717	
	0	3,5	1 x 0,75	24	TO353417	
	1	4	1 x 0,75	24	TO403417	
DS-45	1	4	1 x 0,75	24	TO403418	
	2	5	1 x 1,50	24	TO505118	
DS-80	2	5	1 x 0,90	24		SO5044A1

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DS-100		3+4	6	1 x 0,90	12	TO604483	
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,75	24	TO07341S	
DSS-13		6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,50 1 x 0,50	24 24	TO07171L TO10171L	
DSS-15		5/0	1	1 x 0,50	24	TO10171T	
DSS-18		4/0 3/0	1,5 2	1 x 0,50 1 x 0,50	24 24	TO15171M TO20171M	
DSS-24		3/0 2/0	2 3	1 x 0,50 1 x 0,50	24 24	TO20171N TO30171N	
GR-20		4/0 3/0	1,5 2	1 x 0,50 1 x 0,50	24 24	TO151729 TO201729	
GS-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151787	
HR-12		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,50 1 x 0,75	24 24	TO101738 TO153438	
HR-17		4/0 3/0	1,5 2	1 x 0,50 1 x 0,50	24 24	TO151776 TO201776	SO201776
HR-20		4/0 4/0 3/0 3/0 2/0	1,5 1,5 2 2 3	1 x 0,50 1 x 0,75 1 x 0,50 1 x 0,75 1 x 0,50	24 24 24 24 24	TO151740 TO153440 TO201740 TO201740 TO301740	SO203440
HR-22		3/0	2	1 x 0,50	24	TO20172C	

SUPRAMID

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

SUPRAMID

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRT-17	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151756	
	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201756	
	3/0	2	6 x 0,50	12	TO202256	
	3/0	2	1 x 0,75	24	TO203456	
	2/0	3	1 x 0,50	24	TO301756	
HRT-20	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO15171E	
	3/0	2	1 x 0,50	24	TO20171E	
HS-15	5/0	1	1 x 0,75	24	TO103461	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151761	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	TO153461	
	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201761	
	3/0	2	1 x 0,75	24	TO203461	
HS-18	3/0	2	1 x 0,50	24	TO20171K	
HS-20	4/0	1,5	1 x 0,50	24	TO151762	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	TO153462	
	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201762	
	3/0	2	1 x 0,75	24	TO203462	
	2/0	3	1 x 0,50	24	TO301762	
	2/0	3	1 x 0,75	24	TO303462	
HS-25	3/0	2	1 x 0,50	24	TO201763	
	0	3,5	1 x 0,75	24		SO353463
HS-36	0	3,5	1 x 0,75	24		SO353465
VSP-8 +VSP-8	5/0	1	1 x 0,45	24		SP101399
	4/0	1,5	1 x 0,30	24		SP150599
	4/0	1,5	1 x 0,45	24		SP151399

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
3/0	2	3 x 0,50	24	TN201900	
3/0	2	5 x 0,50	24	TN202100	
3/0	2	10 x 0,50	24	TN202300	
2/0	3	3 x 0,50	24	TN301900	SN301900
0	3,5	3 x 0,50	24	TN351900	
0	3,5	5 x 0,50	12		SN352100
1	4	5 x 0,50	12	TN402100	
1	4	3 x 0,50	12		SN401900

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

GROSSPACKUNGEN · CASSETTES

5/0	1	100	1	TC108000
4/0	1,5	100	1	TC158000
3/0	2	100	1	TC208000
2/0	3	100	1	TC308000
0	3,5	100	1	TC358000
1	4	50	1	TC408400

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

SUPRAMID

FÄ DEN OHNE NADEL
SUTURE THREADS WITHOUT NEEDLE

NYLON

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture / metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
DR-4		11/0	0,1	1 x 0,10	12	ZO010188
		10/0	0,2	1 x 0,10	12	ZO020188
DR-5		10/0	0,2	1 x 0,15	12	ZO020289
		9/0	0,3	1 x 0,10	12	ZO030189
DR-6		9/0	0,3	1 x 0,06	12	ZO039490
		9/0	0,3	1 x 0,10	12	ZO030190
		9/0	0,3	1 x 0,30	12	ZO030590
		8/0	0,4	1 x 0,10	12	ZO040190
		8/0	0,4	1 x 0,20	12	ZO040390
DR-6 +DR-6		8/0	0,4	1 x 0,30	12	ZP040590
DRM-6		8/0	0,4	1 x 0,20	12	ZO040393
DSL-5		10/0	0,2	1 x 0,30	12	ZO020594
DSL-5 + DSL-5		10/0	0,2	1 x 0,30	12	ZP020594
DSL-6		10/0	0,2	1 x 0,15	12	ZO020295
		9/0	0,3	1 x 0,15	12	ZO030295
		8/0	0,4	1 x 0,15	12	ZO040295
DSL-6 +DSL-6		10/0	0,2	1 x 0,30	12	ZP020595
		9/0	0,3	1 x 0,30	12	ZP030595
DSL-4		10/0	0,2	1 x 0,15	12	ZO020275
HSL-5		10/0	0,2	1 x 0,15	12	ZO02027E
HSL-5 +HSL-5		10/0	0,2	1 x 0,30	12	ZP02057E

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

150
JAHRE
1866 - 2016



SERAG
WIESSNER

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany



+ 49 9282 937-0



+ 49 9282 937-9369

Export Department:



+ 49 9282 937-230



+ 49 9282 937-9785

@ info@serag-wiessner.de

www.serag-wiessner.de